

# maecoscaler<sup>2</sup>

ultrasonic  
piezo scaler



*P1 utilisé pour l'élimination du tartre subgingival*  
P1 used for subgingival tartar elimination

*Livré avec 5 inserts + une clé de serrage*  
Delivered with 5 tips + wrench



*Pièce à main détachable*  
*Fonction Endo*  
*Compatible EMS*

Detachable handpiece  
With endo function  
Can use EMS's handpiece and tips

*La pièce à main est autoclavable à*  
*135°C et 0,22MPa*

The handpiece can be autoclaved  
under high temperature of 135°C  
and pressure of 0,22 MPa





- Delivered with 5 tips - *Livré avec 5 inserts*  
1 x G1 - 1 x G2 - 1 x G3 - 1 x G4 - 1 x P1
- Endo Function - *Fonction endo*
- Digital control of the scaling power - *Contrôle digital de la puissance de détartrage*
- Low heating - *Faible génération de chaleur*
- Handpiece made in cast from titanium alloy for better durability - *Pièce à main fabriquée en alliage de titane pour une meilleure robustesse*
- Cable made from silica gel tube for better softness and durability - *Cordon fabriqué à partir de gel de silicium pour une meilleure souplesse et robustesse*
- The handpiece can be autoclaved under high temperature of 135°C and pressure of 0,22 MPa, avoiding cross infection effectively - *La pièce à main est autoclavable à 135°C et 0,22MPa, évitant ainsi tout risque d'infection croisée*

**maecoscaler2** ultrasonic piezo scaler

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS - SPECIFICATIONS TECHNIQUES

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Power input - <i>Tension d'alimentation</i>                | ~220V-230V 50Hz-60Hz 150mA |
| Main unit input - <i>Tension d'alimentation du boîtier</i> | ~24V 50Hz-60Hz 1,3A        |
| Output power - <i>Puissance</i>                            | 3W~20W                     |
| Frequency - <i>Fréquence</i>                               | 28kHz +/- 3kHz             |
| Water pressure - <i>Pression d'eau</i>                     | 0,01MPa~0,5MPa             |
| Dimensions - <i>Dimensions</i>                             | 186mm x 105mm x 60mm       |
| Main unit weight - <i>Poids du boîtier</i>                 | 0,7kg                      |
| Power supply weight - <i>Poids du transformateur</i>       | 1,2kg                      |



**MAECOLUX S.A.**  
Rue des Tondeurs - 11  
L - 9570 WILTZ  
LUXEMBOURG

Tel : +339 54 55 76 76  
Fax : +352 26 95 07 71  
Mail : [info@maecolux.com](mailto:info@maecolux.com)  
Web : [www.maecolux.com](http://www.maecolux.com)



430 Theuns van Niekerk Street  
Wierda Park  
Centurion  
Tel: +27 (0)12 653 7536 Fax: +27 (0)12 653 7287  
[www.jtdental.co.za](http://www.jtdental.co.za)