

TRUST OUR

EXPERIENCE



MaecoLED 5

CORDLESS LED CURING LIGHT

Curing Light by



**DENTAL
SERVICES**

430 Theuns van Niekerk Street
Wierda Park
Centurion
Tel: +27 (0)12 653 7536 Fax: +27 (0)12 653 7287
www.jtdental.co.za

MaecoLED5 CORDLESS LED CURING LIGHT



MaecoLED5 is a cordless curing light providing the operator with a simple, fast and effective curing light.

MaecoLED5 est une lampe à photopolymériser sans fil d'utilisation facile et offrant au dentiste une polymérisation rapide et efficace.



INNOVATIVE - INNOVANT

- New LED technology with long life bulb (more than 2.500 hours) - Built in radiometer.
- Nouvelle technologie LED avec ampoule longue durée de vie (plus de 2 500 heures) - Radiomètre intégré.






POWERFULL - PUISSANCE

- Perfectly adapted power for fast and effective curing of light-cured materials - Narrow light spectrum producing less heat.
- Puissance parfaitement adaptée pour assurer une polymérisation rapide et efficace - Spectre d'émission étroit avec moins d'émission de chaleur.



EASY OPERATION - UTILISATION AISEE

- Cordless with possibility to plug into mains for uninterrupted curing (when low battery sign appears) - Informations provided on LCD panel – 3 easy to use curing programs - 5 pre-set cure times (5, 10, 20, 30 and 40 sec).
- Lampe sans fil avec possibilité de raccorder au secteur quand le témoin de charge de la batterie apparait - Affichage digital des fonctions – 3 programmes de polymérisation - 5 temps de polymérisation



Delivery Forms - Références



MaecoLED5

Accessories - Accessoires
 Handpiece - Pièce à main
 Charging Base - Support de charge
 Battery - Batterie
 Oval Protector - Protection ovale
 Light Guide 8mm - Guide optique
 Light Guide 11mm - Guide Optique
 Power Adapter Plug for Europe
 Power Adapter Plug for US

10001 The MaecoLED5 curing light is delivered with charging base, power cord, handpiece, Li-ion battery, one light guide (8mm or 11mm) and one oval protector.

10010
 10020
 10170
 10120
 10110
 10111
 10340
 10341

La lampe à photopolymériser MaecoLED5 est livrée avec le support de charge, un transformateur, une batterie, un guide optique (8mm ou 11mm) et un écran protecteur ovale.

Technical Datas - Spécifications

Power supply - Alimentation

100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz

Handpiece - Pièce à main

300 gr (With Battery - Avec Batterie)

Weight - Poids

430 - 490 nm

Wavelength - Longueur d'onde

mini 1000 mW/cm²

Light intensity - Puissance

Li-ion

Battery - Batterie

3 hours (3 heures)

Charging time - Temps de charge

36 minutes

Capacity - Autonomie



430 Theuns van Niekerk Street
 Wierda Park
 Centurion
 Tel: +27 (0)12 653 7536 Fax: +27 (0)12 653 7287
 www.jtdental.co.za

MAECOLUX S.A.
 BP 6
 L - 9501 WILTZ
 LUXEMBOURG

Tel : +338 74 55 76 76
 Fax : +352 26 95 07 71
 Mail : info@maecolux.com
 Web : www.maecolux.com