




EVE

**Rotary Grinding and
Polishing Instruments**

Prophylaxe



**made
in
Germany**

EVE –
 Qualität aus Tradition –
 Vorsprung durch Innovation
 EVE –
 Quality out of Tradition –
 Ahead through Innovation



EVE Service

Eine Auftragsbestätigung und den voraussichtlichen Liefertermin erhalten Sie auf Wunsch umgehend. Für weitere Produktinformationen und technische Fragen steht Ihnen ein Team von Spezialisten zur Verfügung.
Alle Produkte und Kataloge auch online einsehbar. Besuchen Sie EVE im Internet: www.eve-rotary.com

EVE Service

Our customer is sent an order confirmation, showing the expected ship date after placing their purchase order with us. For more product information and technical issues, please contact our team of product specialists.
All products and catalogues can also be viewed online. Pay a visit to EVE on the Internet: www.eve-rotary.com

Für Sie da!

Unsere Zentrale erreichen Sie
 Mo. - Do. von 8 bis 17 Uhr,
 Fr. von 8 bis 15 Uhr
 per E-Mail, Telefon oder Telefax:
info@eve-rotary.com
 Telefon 07231 9777-0
 Telefax 07231 9777-99

At your service!

You can contact our head office
 Mon - Thur 8 a.m. to 5 p.m.
 Fri 8 a.m. to 3 p.m.
 by e-mail, telephone or telefax:
info@eve-rotary.com
 Telephone +49 (0) 7231 9777-0
 Facsimile +49 (0) 7231 9777-99

Kontrollierte Qualität und geprüfte Sicherheit

Die EVE Ernst Vetter GmbH ist nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Der hohe Qualitätsanspruch bei der Entwicklung, Produktion und Verwaltung sowie im Vertrieb wird durch das Qualitätsmanagement-System vorgegeben. Die Medizinprodukte sind zusätzlich nach DIN EN ISO 13485 zertifiziert und erfüllen die Auflagen der Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte und des Medizinproduktegesetzes (MPG) vom 02. August 1994 und sind CE-ausgezeichnet. Strenge Wareneingangskontrollen der Rohstoffe und moderne Fertigungsmethoden stehen für die konstant hohe Qualität aller EVE Produkte.

Controlled quality and tested safety

EVE Ernst Vetter GmbH is DIN EN ISO 9001 certified. The high quality standards in development, production and administration as well as in distribution are laid down by the Quality Management System. The medical products are also certified in accordance with DIN EN ISO 13485. They meet the requirements of Council Directive 93/42/EEC issued on 14 June 1993 concerning medical products, as well as the regulations contained in the Medical Devices Act (MDA) issued on 2 August 1994, and are CE-labelled. Strict incoming goods inspections for raw materials and state-of-the-art methods of production guarantee the consistently high quality of all EVE products.



Qualität, Präzision und Innovationskraft werden auch in Zukunft die Kennzeichen unserer Produkte und unseres Unternehmens sein.

Quality, precision and innovation will continue to be the distinguishing features of our products and our company.

Inhaltsverzeichnis / Index



	Seite / Page
Prophylaxe Polierer / Prophylaxis Polishers	
EVE PROPHY SNAP-ON	3
EVE PROPHY ONE	4
EVE PROPHY POLISHERS	5
EVEBRUSH	6
Zahnreinigungsinstrument / Tooth cleaner	
EVE PROPHYCLEAN	7
Finier- und Polierstreifen / Finishing- and Polishing Stripes	
EVE PROPHY STRIPES	8
EVE DIASTRIPES	

Gebrauchsanweisung / Sicherheitshinweise / Sterilisation

Die Gebrauchs-, Sicherheits- und Sterilisationsanweisungen entnehmen Sie bitte von unserer Internetseite unter:
www.eve-rotary.com/downloads

Instruction for use / Safety Tips / Sterilisation

Instructions for use, safety and sterilisation can be found on our website:
www.eve-rotary.com/downloads



EVE PROPHY SNAP-ON



EVE SNAP-ON Prophylaxepolierer

Dieses innovative Snap-On System vereint Präzision und Effizienz in einem hochwertigen Prophylaxe-system.

Der Polierkopf wird auf das selbstfindende, neu entwickelte Edelstahlmandrell aufgesteckt und ist sofort einsatzbereit.

Durch die unterschiedlichen Polierköpfe; blauer Kopf hart, grüner Kopf weich, gelber Kopf super weich ist eine hohe Flexibilität bei der Anwendung gewährleistet.

Der Silikonring kann bis zum Winkelstückansatz geschoben werden und verhindert so das Eindringen von Polierpaste oder Wasser. Ein weiteres Highlight ist die Geometrie des oberen Randes, der sehr dünn ausläuft und so das Polieren bis in die Zahnfleischtasche ermöglicht. Die Lamellen sind nach innen konisch zulaufend, um die Paste im Kelch zu halten und die Flexibilität im Polierer zu erhöhen. Alle Komponenten sind zur Dampfsterilisation geeignet.

EVE SNAP-ON Prophylaxis polishers

This innovative Snap-On System combines accuracy and efficiency for high quality prophylaxis.

After mounting the polishing head on the new self finding stainless mandrel, you can use it immediately

This system features high flexibility due to its various polishing heads, namely a blue hard head, a soft green head and a super soft yellow head.

The silicone ring can be pushed against the contra-angle nose, thus preventing polishing paste or water from getting inside. Another highlight of these polishers is their very fine head end, which makes it possible to polish even inside the gingival pocket. The lamellae are conical towards the inside in order to keep the polishing paste within the cup and increase the polisher flexibility. All components can be steam sterilized.

EVE PROPHY SNAP-ON, hard

Drehzahl: max. 10.000 min⁻¹
 Packung: 10, 100* Stück
 *100 Stück mit oder ohne Mandrell
 Medizinproduktklasse: IIa

RPM: max. 10.000 min⁻¹
 Pack.: 10, 100* pieces
 *100 pieces with or without mandrell
 Medical Device Class: IIa

Artikel-Bez.: / Item:
 Artikel-Nr.: / Item No.:
 Maße (mm): / Sizes (mm):
 ISO-Nr.: / ISO-No.:

Härte: hart
 Hardness: hard



PRS3-hard
 12996
 7 x 10
 653 900 034 514 070

EVE SNAP-ON Mandrell

Packung: 3, 10, 100 Stück
 Medizinproduktklasse: IIa

Pack.: 3, 10, 100 pieces
 Medical Device Class: IIa

Artikel-Bez.: / Item:
 Artikel-Nr.: / Item No.:
 Maße (mm): / Sizes (mm):
 ISO-Nr.: / ISO-No.:



98RA
 20098
 18,5
 330 204 604 391 035

EVE PROPHY SNAP-ON, soft

Drehzahl: max. 10.000 min⁻¹
 Packung: 10, 100* Stück
 *100 Stück mit oder ohne Mandrell
 Medizinproduktklasse: IIa

RPM: max. 10.000 min⁻¹
 Pack.: 10, 100* pieces
 *100 pieces with or without mandrell
 Medical Device Class: IIa

Artikel-Bez.: / Item:
 Artikel-Nr.: / Item No.:
 Maße (mm): / Sizes (mm):
 ISO-Nr.: / ISO-No.:

Härte: weich
 Hardness: soft



PRS3-soft
 12995
 7 x 10
 653 900 034 512 070

EVE PROPHY SNAP-ON, supersoft

Drehzahl: max. 10.000 min⁻¹
 Packung: 10, 100* Stück
 *100 Stück mit oder ohne Mandrell
 Medizinproduktklasse: IIa

RPM: max. 10.000 min⁻¹
 Pack.: 10, 100*
 *100 pieces with or without mandrell
 Medical Device Class: IIa

Artikel-Bez.: / Item:
 Artikel-Nr.: / Item No.:
 Maße (mm): / Sizes (mm):
 ISO-Nr.: / ISO-No.:

Härte: super weich
 Hardness: supersoft



PRS3-supersoft
 12994
 7 x 10
 653 900 034 511 070

EVE PROPHY ONE



EVE PROPHY ONE

Dieses neue Prophylaxesystem besteht durch eine sehr einfache und kosteneffiziente Anwendung.

Das neue Kunststoffmandrel ist die Basis dieses Einwegsystems. In Kombination mit den unterschiedlichen Polierköpfen; blauer Kopf hart, grüner Kopf weich, gelber Kopf super weich, ist eine hohe Flexibilität bei der Anwendung gewährleistet.

Ein weiteres Highlight ist die Geometrie des oberen Randes, der sehr dünn ausläuft und so das Polieren bis in die Zahnfleischtasche ermöglicht. Die Lamellen sind nach innen konisch zulaufend, um die Paste im Kelch zu halten und die Flexibilität im Polierer zu erhöhen.

EVE PROPHY ONE

Easy of use and cost efficiency of this prophylaxis system are impressive.

This single-use system is based upon a new plastic mandrel and offers the user high flexibility due to the various polishing heads, namely a blue hard head, a soft green head and a super soft yellow head.

Another highlight of these polishers is their very fine head end, which makes it possible to polish even inside the gingival pocket. The lamellae are conical towards the inside in order to keep the polishing paste within the cup and increase the polisher flexibility.

EVE PROPHY ONE, hard

Drehzahl: max. 10.000 min⁻¹
 Packung: 10, 100 Stück
 Medizinproduktklasse: IIa

RPM: max. 10.000 min⁻¹
 Pack.: 10, 100 pieces
 Medical Device Class: IIa

Artikel-Bez.: / Item:
 Artikel-Nr.: / Item No.:
 Maße (mm): / Sizes (mm):
 ISO-Nr.: / ISO-No.:



EVE PROPHY ONE, soft

Drehzahl: max. 10.000 min⁻¹
 Packung: 10, 100 Stück
 Medizinproduktklasse: IIa

RPM: max. 10.000 min⁻¹
 Pack.: 10, 100 pieces
 Medical Device Class: IIa

Artikel-Bez.: / Item:
 Artikel-Nr.: / Item No.:
 Maße (mm): / Sizes (mm):
 ISO-Nr.: / ISO-No.:



EVE PROPHY ONE, supersoft

Drehzahl: max. 10.000 min⁻¹
 Packung: 10, 100 Stück
 Medizinproduktklasse: IIa

RPM: max. 10.000 min⁻¹
 Pack.: 10, 100 pieces
 Medical Device Class: IIa

Artikel-Bez.: / Item:
 Artikel-Nr.: / Item No.:
 Maße (mm): / Sizes (mm):
 ISO-Nr.: / ISO-No.:



EVE PROPHY Polishers

EVE PROPHY Polishers

Prophylaxepolierer zum Reinigen und Polieren von natürlichen Zähnen.

Schleifmittelimprägnierte Prophylaxekelche eignen sich sowohl für die Anwendung mit oder ohne Paste. Montiert auf hochwertigem Edelstahlschaft sind diese Polierer für die Dampfsterilisation geeignet.

EVE PROPHY polishers

Prophylactic polisher for cleaning and polishing natural teeth.

These abrasive impregnated prophylaxis polishers can be used with or without polishing paste.

They are mounted on stainless shafts of high quality and can be steam sterilized.



EVE PROPHY

Körnung: mittel
Drehzahl: max. 12.000 min⁻¹
Packung: 10, 100 Stück
Medizinproduktklasse: IIa

Grit: medium
RPM: max. 12.000 min⁻¹
Pack.: 10, 100 pieces
Medical Device Class: IIa



Artikel-Bez.: / Item:	W7PRL
Artikel-Nr.: / Item No.:	12981
Maße (mm): / Sizes (mm):	7 x 9,5
ISO-Nr.: / ISO-No.:	008 204 034 000 070

Artikel-Bez.: / Item:	W7PRL
Artikel-Nr.: / Item No.:	12981
Maße (mm): / Sizes (mm):	7 x 9,5
ISO-Nr.: / ISO-No.:	008 204 034 000 070

EVE PROPHY

Körnung: extra-fein
Drehzahl: max. 12.000 min⁻¹
Packung: 10, 100 Stück
Medizinproduktklasse: IIa

Grit: extra-fine
RPM: max. 12.000 min⁻¹
Pack.: 10, 100 pieces
Medical Device Class: IIa



Artikel-Bez.: / Item:	PR5
Artikel-Nr.: / Item No.:	14005
Maße (mm): / Sizes (mm):	6,5 x 8
ISO-Nr.: / ISO-No.:	008 204 034 000 065

Artikel-Bez.: / Item:	PR5
Artikel-Nr.: / Item No.:	14005
Maße (mm): / Sizes (mm):	6,5 x 8
ISO-Nr.: / ISO-No.:	008 204 034 000 065

EVE PROPHY

Körnung: extra-fein
Drehzahl: max. 12.000 min⁻¹
Packung: 10, 100 Stück
Medizinproduktklasse: IIa

Grit: extra-fine
RPM: max. 12.000 min⁻¹
Pack.: 10, 100 pieces
Medical Device Class: IIa



Artikel-Bez.: / Item:	W11PR2
Artikel-Nr.: / Item No.:	12985
Maße (mm): / Sizes (mm):	3 x 7,5
ISO-Nr.: / ISO-No.:	653 204 243 511 030

Artikel-Bez.: / Item:	W11PR2
Artikel-Nr.: / Item No.:	12985
Maße (mm): / Sizes (mm):	3 x 7,5
ISO-Nr.: / ISO-No.:	653 204 243 511 030

EVEBRUSH



EVEBRUSH (WT1, WZ1, WS1)

Imprägnierte Bürstchen für die Politur von Keramik, Komposit und Metall.

Jede dieser besonderen mit Silizium-Karbid imprägnierten Fasern ergibt bereits nach kurzer Anwendung glänzende Oberflächen. Dabei bleibt die Ausgangstopographie der Oberfläche nahezu unverändert. Dies führt zu einem ästhetisch wertvollen, natürlichen Glanz der bearbeiteten Oberfläche. Die Bürstchen sind autoklavierbar und ohne zusätzlichen Einsatz von Paste anzuwenden.

EVEBRUSH (WT1, WZ1, WS1)

Impregnated small brushes for polishing ceramics, composites and metals.

Every one of these special fibres impregnated with silicone carbide already yields a glossy surface after brief use with an almost unchanging original surface topography. This leads to an aesthetically valuable, natural lustre of the processed surface. The small brushes are autoclavable and can be used without the additional use of paste.

EVEBRUSH (WT05, WT06)

Nylonbürstchen für die Politur von Keramik, Komposit, Metall und zur Prophylaxebehandlung.


Bei den EVEBRUSH (WT05, WT06) handelt es sich, in Verbindung mit einer Polierpaste (z.B. EVE DP1), um ein High-end-Poliersystem. Die Bürstchen sind universell einsetzbar. (Beispielsweise bei okklusalen Füllungs-bereichen, Fissuren, Höckern und Höckerabgängen). Darüber hinaus eignen sich die flexiblen Nylonbürstchen auch exzellent zur Politur- und Zahnreinigung bei der Prophylaxebehandlung. Die Bürstchen sind in zwei verschiedenen Härtegraden verfügbar.

EVEBRUSH (WT05, WT06)

Small nylon brushes for polishing ceramics, composites, metals, and for prophylactic treatment.

The EVEBRUSH (WT05, WT06) used with a polishing paste (EVE DP1, for example) is a high-end polishing system. The small brushes can be used for all applications (such as occlusal filling areas, fissures, cusps and cusp structures). In addition, the flexible small nylon brushes are also excellent for polishing and dental cleaning in prophylactic treatment. The small brushes are available in two different hardness grades.

Aufgrund der Imprägnierung arbeitet jede einzelne Faser wie ein Polierer



Every fiber works like a polisher due to the abrasive impregnation.

EVEBRUSH

Drehzahl: max. 10.000 min⁻¹
Medizinproduktklasse: IIa

RPM: max. 10.000 min⁻¹
Medical Device Class: IIa

Artikel-Bez.: / Item:
Artikel-Nr.: / Item No.:
Maße (mm): / Sizes (mm):
ISO-Nr.: / ISO-No.:
Pack.:

Schleifmittelimprägniert / Impregnated with abrasive				
			Härte: mittel Hardness: medium	Härte: soft Hardness: soft
WT1	WZ1	WS1	WT05	WT06
18101	18201	18301	18105	18106
6 x 5,5	4 x 6,5	4 x 6,5	6 x 4	6 x 5
655 204 010 504 060	655 204 010 504 040	655 204 131 504 040	010 204 010 001 060	010 204 010 002 060
1, 10 pieces	1, 10 pieces	1, 10 pieces	10, 100 pieces	10, 100 pieces



EVE PROPHYCLEAN

EVE Zahnreinigungsinstrument

Bei diesem neu entwickelten Instrument handelt es sich um eine Kunststoffmatrix, die ein sehr defensives Schleifkorn enthält. Das Schleifkorn ist weicher als der Zahnschmelz, damit sind Verletzungen am Zahnschmelz praktisch ausgeschlossen.

Die Instrumente eignen sich hervorragend zum Entfernen von Zahnstein oder hartnäckigen Zahnverfärbungen ausgelöst z.B. durch Kaffee/Tee oder Rotwein.

Aufgrund der hohen Stabilität und der filigranen Geometrie ermöglicht das System außerdem die gezielte Reinigung schwer zugänglicher Stellen.

Darüber hinaus verfügt das neue Poliersystem über Zusätze die den Zahnschmelz neben der Reinigung ergänzend Polieren.

EVE Tooth Cleaners

This new polishing system features a resin matrix containing a non aggressive abrasive: this abrasive being softer than enamel, it does not damage it.

These polishers are ideal for removing scale or tenacious discolorations caused by coffee, tea, red wine or other substances.

The high stability and fine geometry of these tools enables the user to clean very precisely even the areas difficult to reach.

Moreover, this new polishing system contains additives which not only clean but also polish the tooth.




- | | | |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Entfernt Zahnstein |  | Scale removal |
| Präzise Entfernung von Zahnverfärbungen | | Precise removal of tooth discolorations |
| Reinigung schwer zugänglicher Stellen | | Easy cleaning of areas difficult to reach |
| Verletzungen am Zahnschmelz ausgeschlossen | | No damages to enamel |

EVE PROPHYCLEAN

Härte: hart
 Drehzahl: max. 10.000 min⁻¹
 Packung: 1, 10 Stück
 Medizinproduktklasse: IIa

Hardness: hard
 RPM: max. 10.000 min⁻¹
 Pack.: 1, 10 pieces
 Medical Device Class: IIa

Artikel-Bez.: / Item:
 Artikel-Nr.: / Item No.:
 Maße (mm): / Sizes (mm):

	
	PC-100
	12970
	27 x 2,35



EVE FINIER- UND POLIERSTREIFEN / FINISHING- AND POLISHING STRIPES



EVE PROPHY STRIPES, Aluminiumoxid

Finier- und Polierstreifen

Die Streifen bestehen aus äußerst flexiblem Polyestermaterial und sind einseitig mit Aluminiumoxidpartikeln beschichtet.


Finishing and polishing stripes

These stripes are made of high flexible polyester and coated on one face with aluminium oxide particles.

Set PS-50: 25 / 25 Stück / pieces
Artikel-Nr. / Item No.: 41010

Packung / Pack: 50 Stück / pieces

Artikel-Bez.: / Item:	PS-60/40	PS-20/7
Artikel-Nr.: / Item No.:	41001	41002
Stärke (mm): / Thickness (mm):	0,15	0,15
Maße (mm): / Sizes (mm):	4 x 150	4 x 150



EVE PROPHY DIASTRIPES, Diamant

Diamantierte Finier- und Polierstreifen

- rostfreier Edelstahl
- lange Lebensdauer
- einseitig beschichtet
- autoklavierbar und sterilisierbar
- 3 Körnungsstufen

Diamond finishing and polishing stripes

- stainless steel
- high durability
- one face coated
- autoclavable and sterilizable
- 3 abrasive grades

Set: PD-9/4: 3 / 3 / 3 Stück / pieces
Artikel-Nr. / Item No.: 41055


Packung / Pack: 3, 10 Stück / pieces

Artikel-Bez.: / Item:	PD-45/4	PD-35/4	PD-10/4
Artikel-Nr.: / Item No.:	41050	41051	41052
Stärke (mm): / Thickness (mm):	0,14	0,10	0,07
Maße (mm): / Sizes (mm):	4 x 65	4 x 65	4 x 65


Set: PD-9/2: 3 / 3 / 3 Stück / pieces
Artikel-Nr. / Item No.: 41065


Packung / Pack: 3, 10 Stück / pieces

Artikel-Bez.: / Item:	PD-45/2	PD-35/2	PD-10/2
Artikel-Nr.: / Item No.:	41060	41061	41062
Stärke / Thickness:	0,14	0,10	0,07
Maße (mm): / Sizes (mm):	2 x 65	2 x 65	2 x 65



EVE NOTIZEN

A large, empty grid of small squares, intended for taking notes. The grid consists of 20 columns and 30 rows of squares.





**Rotary Grinding and
Polishing Instruments**



EVE Ernst Vetter GmbH
Rastatter Strasse 30
D-75179 Pforzheim, Germany
Fon +49 72 31 97 77 -0
Fax +49 72 31 97 77 99
info@eve-rotary.com

Ausgabe 03/2009 / Edition 03/2009

EVE America, Inc.
5470 Bryson Court
Units 101 & 102
Naples, FL 34109, USA
Fon +1 239 591 2777
Fax +1 239 591 2007
info@eve-america.com



www.eve-rotary.com